



3.4.4 冷媒配管系統図

ASP224F, 300F



機器の気密試験 MPa	高圧	3.3
	低圧	1.6

ASP450F, 600F



機器の気密試験 MPa	高圧	3.3
	低圧	1.6

冷媒量 (配管距離の制限値は228ページをご覧ください)

単位: kg

形式	基準冷媒封入量 ⁽¹⁾	接続配管 1 m 当りの封入量	工場出荷時の冷媒封入量
			室内ユニット
ASP224F	7.1	0.2	8.1
ASP300F	7.9		8.9
ASP450F	6.7		7.7
ASP600F	7.8		8.8

- 注(1) 基準冷媒封入量は冷媒配管長さ0mのときの数値を示します。
 (2) 冷媒は、接続配管5m分が工場出荷時封入されております。5mを超える場合は下記により追加封入してください。
 追加封入量 = (全長 - 5m) × 接続配管1m当りの追加封入量
 (3) 施工時冷媒漏れを起こした場合は下記の所要冷媒量を改めてチャージしてください。
 所要冷媒量 = 基準冷媒封入量 + 接続配管片道長さ(m) × 1m当りの封入量